Изучение кинетики элементарных реакций методом динамического ядерного магнитного резонанса

Иванов А.С.

Целью работы является определение констант скорости, энергии активации, энергии Гиббса, энтальпии и энтропии активации в процессе превращения ротамеров.

І. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) – явление резонансного поглощения (испускания) энергии электромагнитного излучения веществом в постоянном магнитном поле ядрами с ненулевым спином в результате переориентации их магнитных моментов. Магнитный момент ядра μ определяется значением его спина.

$$\mu = \gamma p = \gamma Ih = eh/4\pi Mc$$

e — заряд ядра, h — постоянная Планка, M — масса ядра, c — скорость света, γ -гиромагнитное соотношение, p- угловой момент количества движения.

Все ядра с нечётной массой и/или зарядом обладают магнитным моментом. В результате помещения вещества в постоянное магнитное поле происходит снятие вырождения и появление $2I_z+1$ энергетических уровней спиновой системы, где I_z - проекция спина вдоль направления магнитного поля. Величина энергии расщепления уровней определяется значением напряжённости магнитного поля H_0 , а заселённость их в тепловом равновесии – распределением Больцмана.

$$N_1/N_2 = e^{-\Delta E/kT} \approx exp(-\gamma hH_0/2\pi kT) \approx 1 - (-\gamma hH_0/2\pi kT)$$

 $N_{1,2}$ -заселенность нижнего и верхнего уровня двухуровневой системы (при I=1/2), k-постоянная Больцмана, ΔE — разность энергии уровней.

Регистрация спектров ЯМР могут проводиться в импульсном режиме и в режиме «непрерывной развёртки». В импульсном режиме образец помещается в магнитное поле и облучается коротким электромагнитным импульсом, вызывая резонансное поглощение ядер в широком диапазоне частот $(v_{umn}\pm 1/\tau^*, r_{de} \tau^*$ -длительность импульса), при этом вектор намагниченности в

зависимости от длительности и мощности импульса, отклоняется определенный угол от направления поля. После выключения импульса спиновая система возвращается в состояния равновесия и характеризуется изменением поперечной намагниченности, которая в координатах «амплитуда гармонической сигнала-время» имеет вид затухающей функции. Преобразование временной свободной Фурье зависимости спада индукции приводит к появлению частотной зависимости резонансного поглощения (Рис. 9.1).




Рис.9.1. Схема простейшего ЯМР эксперимента.

Сигналы в спектрах ЯМР характеризуются положением, интегральной интенсивностью, полушириной и мультиплетностью. Положение пика определяется химическим сдвигом, выраженным в м.д. от резонансной частоты стандарта (ТМС - 0 м.д. для спектров 1 H и 13 C).

$$\delta_{ppm} = 10^6 \times (v_{sdpa} - v_{cmahdapma})/v_{pa6o4as}$$
 частота прибора

Поскольку электронные облака в молекуле способны экранировать магнитное поле ядра одного и того же изотопа могут обладать разными резонансными частотами v. Эффективность ослабления магнитного поля вокруг ядра определяется константой экранирования σ.

$$v = \gamma H_0 (1 - \sigma)/2\pi$$

Частота резонансной линии поглощения v в спектре ЯМР характеризуется неопределенностью положения, а полуширина пика зависит от времени жизни данного состояния:

$$\Delta v_{1/2} = \Delta E/h = \hbar/h \cdot \Delta t = 1/2\pi \cdot \Delta t$$

 Δt - время жизни состояния, h - постоянная Планка, $h/\hbar=2\pi$

Вклад в уширение пика также вносят процессы спин-решёточной и спинспиновой и релаксации, которые характеризуются временными константами T_1 и T_2 и соответственно. Спин-решёточная релаксация — механизм перехода спиновой системы в равновесное состояние за счёт взаимодействия с флуктуациями магнитных полей, которые создаются движущимися полярными молекулами и/или заряженными частицами (ионами). Спин-спиновая релаксация характеризуется потерей когерентности спинового ансамбля, когда возникает разброс в резонансных частотах эквивалентных ядер.

Возможность непосредственного наблюдения за изменением концентраций в системе реагирующих веществ методом ЯМР-спектроскопии дало начало направлению динамического ядерного магнитного резонанса (ДЯМР). Если в системе существует равновесный обмен химически эквивалентных групп, то форма линии (сигнала) определяется выражением:

$$A(\nu) = \frac{K\tau(\nu_A - \nu_B)^2}{(1/2(\nu_A - \nu_B) - \nu)^2 + 4\pi^2\tau^2(\nu_A - \nu)^2(\nu_B - \nu)^2}$$

A(v)- интенсивность сигнала на частоте v, K-нормировочная константа, v_A и v_B -положение линий A и B в спектре, $\tau = k^{-1}$, где k – константа скорости обмена

Регистрируя спектр ЯМР при разных температурах можно оценить значение констант скорости прямой и обратной реакции. Например, одной из наиболее известных систем, свойства которых были изучены методами ДЯМР, растворы N,N-диметилациламидов, обладающие заторможённым вращением вдоль C-N связи (Рис.9.2).

Рис.9.2. Схема реакции превращения ротамеров N,N-диметилациламидов.




Рис. 9.3. Форма линий в эксперименте ДЯМР

В спектрах ЯМР ¹Н таких амидов наблюдаются, как правило, сигналы магнитно неэквивалентных метильных групп. В результате повышения температуры сигналы уширяются и сливаются в один, система при этом проходит стадии отсутствия взаимодействия (рис.9.3(1)), медленного (рис.9.3(2)), промежуточного (рис.9.3(3)) и быстрого обмена (рис.9.3(5) и (6)), а также стадию калесценции пиков (рис.9.3(4)).

На стадии медленного обмена, когда $au \gg (
u_A -
u_B)^{-1}$ уравнение формы линий принимает вид

$$A(\nu) = \frac{KT_{2A}^*}{1 + 4\pi^2 T_{2A}^{*2} (\nu_A - \nu)^2}$$

 ${T_{2A}}^*$ - время спин-спиновой релаксации

При этом ширина линий не зависит от скорости обмена $\Delta v_{1/2}^* = \frac{1}{T_2^*}$

В условиях промежуточного обмена ширина линии увеличивается по мене уменьшения времени жизни рассматриваемого состояния

$$\Delta \nu_{1/2} = \frac{1}{\pi \cdot \tau} + \frac{1}{T_2^*},$$

при этом константа скорости определяется из уравнения:

$$k = \frac{1}{\tau} = \pi \left(\Delta \nu_{1/2} - \Delta \nu_{1/2}^* \right) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \sqrt{\left(\Delta \nu_{AB}^{*2} - \Delta \nu_{AB}^2 \right)}$$
 (9.1)

 $(\textit{где } \Delta \textit{v}^*_{AB} - \textit{разность резонансных частот сигналов компонентов A и B в условиях медленного обмена или в отсутствии такового, <math>\Delta \textit{v}_{AB}$ - разность резонансных частот в условиях промежуточного обмена)

В точке коалесценции константу скорости можно оценить по формуле:

$$k = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \Delta \nu_{AB}^* \tag{9.2}$$

При быстром обмене, когда температура выше температуры коалесценции, а $\tau \ll (\nu_A - \nu_B)^{-1}$ уравнение формы линии принимает вид:

$$A(\nu) = \frac{KT_2^*}{1 + 4\pi^2 T_2^{*2} (\nu_A + \nu_B - 2\nu)^2}$$

где
$$\frac{1}{T_2^*} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{T_{2A}^*} + \frac{1}{T_{2B}^*} \right)$$

константу скорости при быстром обмене можно оценить по формуле

$$k = \frac{\pi \Delta v_{AB}^{*2}}{2(\Delta v_{1/2} - \Delta v_{1/2}^*)}$$
 (9.3)

Температурную зависимость константы скорости можно использовать для нахождения энергии активации процесса. Для этого строят зависимость lnk от 1/T, где T — температура в градусах Кельвина. Угол наклона прямой будет соответствовать $-E_a/R$, где R-газовая постоянная.

Определение энергии Гиббса, энтальпии и энтропии переходного состояния определяется из уравнения Эйринга.

$$k = \frac{k_b T}{h} exp\left(\frac{-\Delta_r G^{\neq}}{RT}\right)$$
 (9.4)

Если построить график в координатах ln(k/T) - 1000/T, то энтальпия активации процесса определяется из угла наклона, а энтропия активации — по величине отрезка, отсекаемого графиком на оси ординат согласно уравнению:

$$\ln\left(\frac{k}{T}\right) = -\frac{\Delta_r H^{\neq}}{R} \left(\frac{1}{T}\right) + \frac{\Delta_r S^{\neq}}{R} + \ln\left(\frac{k_b}{h}\right)$$
(9.5)

II. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К РАБОТЕ

- 1. Каковы основные этапы пробоподготовки образца для исследования методом жидкосного ЯМР?
- 2. Каким образом осуществляется стабилизация магнитного поля во время регистрации спектра ЯМР?
 - 3. Каковы ограничения метода ЯМР?

ІІІ. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Аппаратура и реагенты

- ЯМР спектрометр Bruker Avance 400 (схема см. рисунок 4)
- Стеклянная ампула, соответствующая рабочей частоте прибора
- Микропипетки на 1000 мкл
- N,N-диметилацетамид или N,N-диметилформамид -600 мкл

- Стеклянный запаянный капилляр с ДМСО-d₆




Рис.9.4. Принципиальная схема ЯМР спектрометра.

1 - катушка с образцом; 2 - полюса магнита; 3 -генератор радиочастотного поля; 4 -усилитель и детектор; 5 - генератор модулирующего напряжения; 6 - катушки модуляции поля H_0 ; 7 - осциллограф.

2. Проведение эксперимента

Подготовка образца

В чистую ампулу для 5 мм датчика помещают 0,6 мл образца, запаянный капилляр с дейтерированным ДМСО. При необходимости образец откачивают и заполняют аргоном, допускается продувание аргона через раствор в течении 1 ч для удаления примесей кислорода. Ампула плотно закрывается крышкой и помещается в каретку, а затем в специальный шаблон, который определяет положение образца в инсерте датчика. При помощи воздушного лифта образец в каретке помещается в спектрометр.

Регистрация спектра

- -запускается программа XWin-NMR,
- -командой edte запускается программа контроля температуры,
- -выставляется необходимое конечное значение температуры и скорость нагрева
- -командой **eda** устанавливаются настройки в эксперимент, корректируются параметры для оптимизации спектра,
- -командой **rpar** выбираются стандартные настройки эксперимента **proton** и копируются
- -командой **lock** выбирают используемый дейтерорастворитель,
- -командой lockdisp вызывается окошко с сигналом лока
- -производится шиммирование градиентными катушками

- -командой wobb проверяют настройку датчика на частоту наблюдаемого ядра,
- -командой **rga** производят автоматическую настройку чувствительности датчика
- -командой **zg** запускают эксперимент и регистрируют спектр при установлении постоянной температуры образца

Спектры ЯМР 1 Н регистрируются для диметилформамида регистрируются в диапазоне от комнатной до 150° С, с шагом в 10° .

IV. ЗАПИСЬ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В результате анализа данных необходимо заполнить таблицу с параметрами пиков и константами скоростей, рассчитанными по формулам 9.1-9.3:

T, °C	V _A	v_{B}	v_A - v_B	$[\Delta v_A]_{1/2}$	$[\Delta v_B]_{1/2}$	k, c ⁻¹

Для выполнения задания необходимо полученные спектры импортировать из программы XWinNNR в программу Origin 8, в которой производится деконволюция пиков (форма линий в спектрах ЯМР описывается функцией Лоренца), определяются их полуширины.

Из графиков зависимости логарифма константы реакции от обратной температуры рассчитывают энергию активации превращения, а также энергию Гиббса, энтальпию и энтропию активации (формулы 9.4-9.5).

V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ

Отчёт о работе должен содержать цель работы, используемые для расчёта формулы, таблицу с параметрами сигналов в спектрах ЯМР и рассчитанных констант скорости реакции при разных температурах, а также графики, по которым определяются энергия Гиббса, энтальпия и энтропия активации.

VI. ЛИТЕРАТУРА

- 1. Gasparro, Francis P.; Kolodny, Nancy H. NMR determination of the rotational barrier in N,N-dimethylacetamide. A physical chemistry experiment. J. Chem. Educ. 1977, 54, 258.
- 2. J. Keeler. Understanding NMR spectroscopy. Wiley-Blackwell, 2005.